








## Scheda tecnica REF 28.67.85P

20.02.2026

Dati generali			
Codice	28.67.85P	Dahmen sgorbia angolato 25mm 30cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	10825	GTIN	04046826431822
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso netto (kg)	0,184	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK24-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	25mm 30cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4034 (X46Cr13)		
Manico	PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		