



## Scheda tecnica REF 28.94.15

20.02.2026

| Dati generali   |  |                                    |                         |
|---|--|------------------------------------|-------------------------|
| Codice  | 28.94.15   | Lambotte osteotomo retto 15mm 24cm |                         |
| Unità   | pz.  | Numero doganale                    | 90189084                |
| GMDN  | 10825  | GTIN                               | 04046826040581          |
| Classe di rischio   | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code                         | 10-825                  |
| Classe  | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI                        | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Peso netto (kg)   | 0,100  | Istruzioni d'uso                   | GATDR00X                |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione     | MPK20-1                 |
| Codice CND  | L090402  |                                    |                         |
| N° di repertorio  | 221143   |                                    |                         |
|         |  |                                    |                         |
| Medicon media   | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)<br>450.00.63 (catalogo Ortopedia ) |                                    |                         |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata               |                         |
|   |  |                                    |                         |
| Misura  | 15mm 24cm  | Rivestimento                       |                         |
| Condizioni di conservazione   |  |                                    |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |                                    |                         |
| Materiali   |  |                                    |                         |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)  |                                    |                         |
| Corpo   | 1.4034 (X46Cr13)   |                                    |                         |