







## Scheda tecnica REF 29.24.02

20.02.2026

| Dati generali  |  |   |                         |
|--|--|---|-------------------------|
| Codice   | 29.24.02   | Williger Curette affilata rotondo17cm Fig 2 |                         |
| Unità  | pz.  | Numero doganale                             | 90189084                |
| GMDN   | 31335  | GTIN  | 04046826041014          |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code                                  | 11-084                  |
| Classe   | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI                                 | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Peso netto (kg)  | 0,028  | Istruzioni d'uso                            | GATDR00X                |
| Latex free   | si   | Istruzioni per la preparazione              | MPK03-1                 |
| Codice CND   | L0901  |   |                         |
| N° di repertorio   | 186784   |   |                         |
|        |  |   |                         |
| Medicon media  | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.63 (catalogo Ortopedia ) |   |                         |
| Immagine completa  |  | Immagine dettagliata                        |                         |
|   |  |   |                         |
| Misura   | 17cm   | Rivestimento                                |                         |
| Condizioni di conservazione  |  |   |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |  |   |                         |
| Materiali  |  |   |                         |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)  |   |                         |
| <b>Corpo</b>   | 1.4021 (X20Cr13)   |   |                         |
| <b>Manico</b>  | 1.4301 (X5CrNi18-10)   |   |                         |