





## Scheda tecnica REF 29.51.55

20.02.2026

| Dati generali  |   |                                     |                         |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------|
| Codice   | 29.51.55  | Volkman Curette affilata 17cm Fig 5 |                         |
| Unità  | pz.   | Numero doganale                     | 90189084                |
| GMDN   | 31335   | GTIN                                | 04046826041410          |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)   | UMDNS-Code                          | 11-084                  |
| Classe   | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI                         | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Peso netto (kg)  | 0,057   | Istruzioni d'uso                    | GATDR00X                |
| Latex free   | si  | Istruzioni per la preparazione      | MPK12-1                 |
| Codice CND   | L0901   |                                     |                         |
| N° di repertorio   | 186824  |                                     |                         |
|        |   |                                     |                         |
| Medicon media  | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )<br>450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)<br>450.00.63 (catalogo Ortopedia ) |                                     |                         |
| Immagine completa  |   | Immagine dettagliata                |                         |
|   |   |                                     |                         |
| Misura   | 17cm  | Rivestimento                        |                         |
| Condizioni di conservazione  |   |                                     |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |   |                                     |                         |
| Materiali  |   |                                     |                         |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)   |                                     |                         |
| Corpo<br>Manico  | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4301 (X5CrNi18-10)  |                                     |                         |