







## Scheda tecnica REF 29.51.60

20.02.2026

Dati generali			
Codice	29.51.60	Beckenkamm cucchiaino con stop7mm 17cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	31335	GTIN	04046826352912
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso netto (kg)	0,050	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0901		
N° di repertorio	186826		
 			
Medicon media	450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.06.90 (prospetto Set Cristaca )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	7mm 17cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		