



Scheda tecnica REF 29.56.57

25.08.2026

Dati generali			
Codice	29.56.57	Curette affilata dentato8x150mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	31335	GTIN	04046826540463
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso netto (kg)	0,118	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK20-1
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	8x150mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4034 (X46Cr13) SILIKON (Poly(organo)siloxane)		