



Scheda tecnica REF 29.57.70P

20.02.2026

Dati generali			
Codice	29.57.70P	cucchiaio dentato fortemente curvo 5mm 39cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	31335	GTIN	04046826459550
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-508
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso netto (kg)	0,151	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	5mm 39cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		