








Scheda tecnica REF 29.57.76P

20.02.2026

Dati generali			
Codice	29.57.76P	cucchiaio dentato retto 3.5mm 39cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	31335	GTIN	04046826459598
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-508
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso netto (kg)	0,143	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	3.5mm 39cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere)		