




## Scheda tecnica REF 29.57.76

20.02.2026

Dati generali			
Codice	29.57.76	cucchiaio dentato retto 3.5mm 39cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	31335	GTIN	04046826042035
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-508
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso netto (kg)	0,200	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0901		
N° di repertorio	186890		
 			
Medicon media	450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 451.04.65 (prospetto Thora MIC chirurgia thoracoscop mini inv)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	3.5mm 39cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) HGW_2082 (PF_CC_201)		