








Scheda tecnica REF 29.57.83P

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Codice | 29.57.83P | cucchiaio dentato retto 8mm 39cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 31335 | GTIN | 04046826459581 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-508 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Peso netto (kg) | 0,150 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | | | |
| N° di repertorio | | | |
|   | | | |
| Medicon media | | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|    | | | |
| Misura | 8mm 39cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Manico | PROPYLUX (Polypropylen Homopolymere) | | |