








## Scheda tecnica REF 29.67.51

20.02.2026

| Dati generali  |  |                                      |                         |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------|
| Codice   | 29.67.51   | Lempert Curette affilata 21 cm Fig 1 |                         |
| Unità  | pz.  | Numero doganale                      | 90189084                |
| GMDN   | 31335  | GTIN                                 | 04046826042172          |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code                           | 11-084                  |
| Classe   | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI                          | 4046826;B;R003;02;ai;4K |
| Peso netto (kg)  | 0,049  | Istruzioni d'uso                     | GATDR00X                |
| Latex free   | si   | Istruzioni per la preparazione       | MPK12-1                 |
| Codice CND   | L0901  |                                      |                         |
| N° di repertorio   | 186904   |                                      |                         |
|    |  |                                      |                         |
| Medicon media  | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.37 (catalogo ORL )<br>450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)<br>450.00.63 (catalogo Ortopedia ) |                                      |                         |
| Immagine completa  |  | Immagine dettagliata                 |                         |
|    |  |                                      |                         |
| Misura   | 21cm   | Rivestimento                         |                         |
| Condizioni di conservazione  |  |                                      |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |  |                                      |                         |
| Materiali  |  |                                      |                         |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)  |                                      |                         |
| Corpo<br>Manico  | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4301 (X5CrNi18-10)   |                                      |                         |