




## Scheda tecnica REF 29.68.51

20.02.2026

Dati generali			
Codice	29.68.51	Daubenspeck Curette affilata 20cm Fig 1	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	31335	GTIN	04046826042219
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso netto (kg)	0,053	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L0901		
N° di repertorio	186908		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.46 (catalogo sinoscopia ) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 450.00.63 (catalogo Ortopedia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	20cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		