





## Scheda tecnica REF 29.83.11

20.02.2026

Dati generali			
Codice	29.83.11	Williger cucchiaino doppio 14cm Fig 0-1	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	31335	GTIN	04046826042325
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso netto (kg)	0,009	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01-1
Codice CND	L0901		
N° di repertorio	186919		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL ) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental ) 450.00.63 (catalogo Ortopedia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	14cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		