







Scheda tecnica REF 30.71.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	30.71.03	Beyer rongeur per ossa curva3mm 17cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32853	GTIN	04046826042813
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-243
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;04;ag;3V
Peso netto (kg)	0,099	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L091399		
N° di repertorio	207557		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	3mm 17cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		