





Scheda tecnica REF 30.76.16

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|--|------------------------------------|-------------------------|
| Codice | 30.76.16 | Lempert rongeur per ossa retto16cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 32853 | GTIN | 04046826042851 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-243 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;04;ag;3V |
| Peso netto (kg) | 0,088 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK23-1 |
| Codice CND | L091399 | | |
| N° di repertorio | 207561 | | |
|   | | | |
| Medicon media | | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
| | | | |
| Misura | 16cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo Vite | 1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |