

Scheda tecnica REF 300.04.10

25.08.2026

Dati generali			
Codice	300.04.10	tenaglie mod inglese fig 41	
Unità	pz.	Numero doganale	90184990
GMDN	31814	GTIN	04046826175986
Classe di rischio	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	15-710
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,164	Istruzioni d`uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L150399		
N° di repertorio	191838		
			
Medicon media	450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite	1.4021 (X20Cr13)		
	1.4305 (X8CrNiS18-9)		