







Scheda tecnica REF 31.05.02

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|--|--|-------------------------|
| Codice | 31.05.02 | Ruskin rongeur per ossa curva2mm 15.5cm Mini | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 32853 | GTIN | 04046826042974 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-243 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;04;ag;3V |
| Peso netto (kg) | 0,096 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK23-1 |
| Codice CND | L091399 | | |
| N° di repertorio | 207573 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 450.00.63 (catalogo Ortopedia) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | |  | |
| Misura | 2mm 15.5cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Vite | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Altro | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |