







Scheda tecnica REF 31.30.24

20.02.2026

Dati generali			
Codice	31.30.24	Stille rongeur per ossa retto23cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32853	GTIN	04046826043162
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-243
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;04;ag;3V
Peso netto (kg)	0,390	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L091399		
N° di repertorio	207592		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	23cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		