







Scheda tecnica REF 31.30.27

20.02.2026

Dati generali			
Codice	31.30.27	Stille rongeur per ossa retto27cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32853	GTIN	04046826043179
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-243
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;04;ag;3V
Peso netto (kg)	0,507	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L091399		
N° di repertorio	207593		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	27cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4021 (X20Cr13)		