



## Scheda tecnica REF 31.31.23

20.02.2026

Dati generali			
Codice	31.31.23	Stille rongeur per ossa curva23cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32853	GTIN	04046826043209
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-243
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;04;ag;3V
Peso netto (kg)	0,360	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L091399		
N° di repertorio	207596		



Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio ) 450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 450.00.63 (catalogo Ortopedia )
---------------	--

## Immagine completa

## Immagine dettagliata



Misura	23cm	Rivestimento	
--------	------	--------------	--

## Condizioni di conservazione

Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione

## Materiali

	N° di materiale (Denominazione DIN)
Corpo	1.4021 (X20Cr13)
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Altro	1.4021 (X20Cr13)