






Scheda tecnica REF 31.31.27

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------------------|
| Codice | 31.31.27 | Stille rongeur per ossa curva27cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 32853 | GTIN | 04046826043223 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-243 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;04;ag;3V |
| Peso netto (kg) | 0,550 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK23-1 |
| Codice CND | L091399 | | |
| N° di repertorio | 207598 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.53 (catalogo cardio) 450.00.63 (catalogo Ortopedia) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | 27cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Vite | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Altro | 1.4021 (X20Cr13) | | |