





Scheda tecnica REF 325.06.31

20.02.2026

Dati generali			
Codice	325.06.31	Coupland sgorbia2.0mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90184990
GMDN	16480	GTIN	04046826178116
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-667
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso netto (kg)	0,038	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L1505		
N° di repertorio	180693		
 			
Medicon media	450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	2.0mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4034 (X46Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		