




Scheda tecnica REF 331.10.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	331.10.03	specchietto leringeo piano Fig 3	
Unità	cf./12	Numero doganale	90184990
GMDN	31776	GTIN	04046826178987
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-547
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;01;XD
Peso netto (kg)	0,077	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L160201		
N° di repertorio	192659		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura		Rivestimento	Strato d'argento applicato galvanicamente
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	GLAS (Glas)		