







## Scheda tecnica REF 35.11.14

20.02.2026

| Dati generali  |  |                                |                         |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| Codice   | 35.11.14   | pinze per ossa 14cm            |                         |
| Unità  | pz.  | Numero doganale                | 90189084                |
| GMDN   | 46751  | GTIN                           | 04046826043773          |
| Classe di rischio  | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code                     | 15-670                  |
| Classe   | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso netto (kg)  | 0,045  | Istruzioni d'uso               | GATDR00X                |
| Latex free   | si   | Istruzioni per la preparazione | MPK23-1                 |
| Codice CND   | L091301  |                                |                         |
| N° di repertorio   | 191600   |                                |                         |
|        |  |                                |                         |
| Medicon media  | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)<br>450.00.63 (catalogo Ortopedia ) |                                |                         |
| Immagine completa  |  | Immagine dettagliata           |                         |
|   |  |                                |                         |
| Misura   | 14cm   | Rivestimento                   |                         |
| Condizioni di conservazione  |  |                                |                         |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione  |  |                                |                         |
| Materiali  |  |                                |                         |
|  | N° di materiale (Denominazione DIN)  |                                |                         |
| Corpo  | 1.4021 (X20Cr13)   |                                |                         |