







## Scheda tecnica REF 35.35.23

20.02.2026

Dati generali			
Codice	35.35.23	Kern pinze per ossa con blocco23cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	46751	GTIN	04046826043988
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-670
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,200	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L091301		
N° di repertorio	191622		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	23cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		