







## Scheda tecnica REF 35.45.23

20.02.2026

Dati generali			
Codice	35.45.23	Ulrich pinze per ossa retto23cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	46751	GTIN	04046826044015
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-670
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso netto (kg)	0,280	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK23-1
Codice CND	L091301		
N° di repertorio	191625		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	23cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		