







Scheda tecnica REF 35.61.45

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|------------------------------------|-------------------------|
| Codice | 35.61.45 | Lane pinze per ossa con blocco45cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 46751 | GTIN | 04046826044121 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-670 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso netto (kg) | 0,676 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK22-1 |
| Codice CND | L091301 | | |
| N° di repertorio | 191636 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | 45cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Altro | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |