

Scheda tecnica REF 350.01.50

20.02.2026

Dati generali			
Codice	350.01.50	sonda tascabile parodontale rotondo	
Unità	pz.	Numero doganale	90184990
GMDN	35812	GTIN	04046826180744
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-160
Classe	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;06;XU
Peso netto (kg)	0,016	Istruzioni d`uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L159003		
N° di repertorio	192137		
			
Medicon media	450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4310 (X10CrNi18-8)		
	1.4305 (X8CrNiS18-9)		