







## Scheda tecnica REF 40.31.20

20.02.2026

| Dati generali   |   |  |                    |
|---|---|--|--------------------|
| Codice  | 40.31.20  | Esmarch forbici per gesso e bendaggi20cm |                    |
| Unità   | pz.   | Numero doganale                          | 82130000           |
| GMDN  | 13481   | GTIN                                     | 04046826044503     |
| Classe di rischio   | 1 (EU MDR)  | UMDNS-Code                               | 13-481             |
| Classe  | 1 (EU MDR)  | Base UDI-DI                              | 4046826;N001;01;WC |
| Peso netto (kg)   | 0,165   | Istruzioni d'uso                         | GATDN00X           |
| Latex free  | si  | Istruzioni per la preparazione           |                    |
| Codice CND  | L01040199   |  |                    |
| N° di repertorio  | 176176  |  |                    |
|       |   |  |                    |
| Medicon media   | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.63 (catalogo Ortopedia ) |  |                    |
| Immagine completa   |   | Immagine dettagliata                     |                    |
|   |   |  |                    |
| Misura  | 20cm  | Rivestimento                             |                    |
| Condizioni di conservazione   |   |  |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |   |  |                    |
| Materiali   |   |  |                    |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)   |  |                    |
| Corpo   | 1.4117 (X38CrMoV15)   |  |                    |
| Vite  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)  |  |                    |