







Scheda tecnica REF 40.31.22

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Codice | 40.31.22 | Esmarch forbici per gesso e bendaggi23cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 82130000 |
| GMDN | 13481 | GTIN | 04046826044510 |
| Classe di rischio | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-481 |
| Classe | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N001;01;WC |
| Peso netto (kg) | 0,200 | Istruzioni d'uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | L01040199 | | |
| N° di repertorio | 176177 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|   | | | |
| Misura | 23cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4117 (X38CrMoV15) | | |
| Vite | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |