



Scheda tecnica REF 40.47.14

20.02.2026

Dati generali			
Codice	40.47.14	forbici universali 1 lama seghettata 15cm	
Unità	pz.	Numero doganale	82130000
GMDN	16341	GTIN	04046826044565
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-774
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;01;WC
Peso netto (kg)	0,050	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L01040101		
N° di repertorio	180634		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	15cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) PP (Polypropylen)		