



## Scheda tecnica REF 40.47.18

20.02.2026

Dati generali			
Codice	40.47.18	forbici universali 1 lama seghettata 19cm	
Unità	pz.	Numero doganale	82130000
GMDN	16341	GTIN	04046826044572
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-774
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;01;WC
Peso netto (kg)	0,059	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L01040101		
N° di repertorio	180635		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental ) 450.00.63 (catalogo Ortopedia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	19cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
<b>Corpo Manico</b>	1.4021 (X20Cr13) PP (Polypropylen )		