








## Scheda tecnica REF 40.50.45

20.02.2026

Dati generali			
Codice	40.50.45	aspirapolvere per 40.50.39/81120V	
Unità	pz.	Numero doganale	85081100
GMDN	45590	GTIN	04046826312688
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	15,420	Istruzioni d'uso	
Latex free		Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	120V	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
 5 °C      35 °C		 	
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		