






Scheda tecnica REF 40.50.66

20.02.2026

Dati generali			
Codice	40.50.66	lama per sega per bendaggio sintetico Ø 65mm	
Unità	pz.	Numero doganale	82029980
GMDN	15774	GTIN	04046826044633
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-340
Classe	13 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;02;WF
Peso netto (kg)	0,013	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L090999		
N° di repertorio	235364		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 65mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		