






Scheda tecnica REF 40.50.81

20.02.2026

Dati generali			
Codice	40.50.81	Tiger sega elettrica per gesso 120V	
Unità	pz.	Numero doganale	84672290
GMDN	16340	GTIN	04046826044718
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-340
Classe	12 (EU MDR)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	3,800	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	Z12139005		
N° di repertorio	235381		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	120V	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		