






## Scheda tecnica REF 40.55.23

20.02.2026

| Dati generali   |   |                                |                    |
|---|---|--------------------------------|--------------------|
| Codice  | 40.55.23  | Stille forbici da gesso 23cm   |                    |
| Unità   | pz.   | Numero doganale                | 90189084           |
| GMDN  | 16341   | GTIN                           | 04046826044770     |
| Classe di rischio   | 1 (EU MDR)  | UMDNS-Code                     | 15-774             |
| Classe  | 1 (EU MDR)  | Base UDI-DI                    | 4046826;N001;01;WC |
| Peso netto (kg)   | 0,509   | Istruzioni d'uso               | GATDN00X           |
| Latex free  | si  | Istruzioni per la preparazione |                    |
| Codice CND  | L01040101   |                                |                    |
| N° di repertorio  | 180641  |                                |                    |
|   |   |                                |                    |
| Medicon media   | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)<br>450.00.63 (catalogo Ortopedia ) |                                |                    |
| Immagine completa   |   | Immagine dettagliata           |                    |
|    |   |                                |                    |
| Misura  | 23cm  | Rivestimento                   |                    |
| Condizioni di conservazione   |   |                                |                    |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |   |                                |                    |
| Materiali   |   |                                |                    |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)   |                                |                    |
| Corpo   | 1.4021 (X20Cr13)  |                                |                    |
| Vite  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)  |                                |                    |
| Manico  | 1.4301 (X5CrNi18-10)  |                                |                    |