






## Scheda tecnica REF 40.55.37

20.02.2026

Dati generali			
Codice	40.55.37	Stille forbici da gesso 37cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	16341	GTIN	04046826044794
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-774
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;01;WC
Peso netto (kg)	1,071	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L01040101		
N° di repertorio	180643		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	37cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		