





Scheda tecnica REF 40.55.77

20.02.2026

Dati generali			
Codice	40.55.77	lama di ricambio per 40.55.37	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	16341	GTIN	04046826044831
Classe di rischio	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,015	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND	L01040101		
N° di repertorio	180647		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		