






Scheda tecnica REF 40.56.37

20.02.2026

Dati generali			
Codice	40.56.37	Stille forbici da gesso 37cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	16341	GTIN	04046826044848
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-774
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;01;WC
Peso netto (kg)	1,082	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L01040101		
N° di repertorio	180648		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	37cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Manico	1.4301 (X5CrNi18-10)		