




Scheda tecnica REF 40.60.63

20.02.2026

Dati generali			
Codice	40.60.63	bottono di chiusura per lama per sega	
Unità	pz.	Numero doganale	84679900
GMDN	60909	GTIN	04046826044916
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,030	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L090999		
N° di repertorio	235372		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Condizioni di conservazione Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		