




Scheda tecnica REF 40.60.86

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|---------------------------------------|----------------|
| Codice | 40.60.86 | filtro poliestere per for 40.60.80/82 | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 85087000 |
| GMDN | 60909 | GTIN | 04046826044985 |
| Classe di rischio | N.A. (EU MDD) | UMDNS-Code | |
| Classe | NA (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,100 | Istruzioni d'uso | |
| Latex free | | Istruzioni per la preparazione | KEIN MP |
| Codice CND | | | |
| N° di repertorio | | | |
|  | | | |
| Medicon media | | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
| | | | |
| Condizioni di conservazione Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste) | | |