




Scheda tecnica REF 40.60.87

20.02.2026

Dati generali			
Codice	40.60.87	Hepa filtro alto per 12.5cm for 40.60.80/82	
Unità	pz.	Numero doganale	85087000
GMDN	60909	GTIN	04046826044992
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,150	Istruzioni d'uso	
Latex free		Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	12.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		