



Scheda tecnica REF 40.61.50

20.02.2026

Dati generali			
Codice	40.61.50	lama per sega a segmenti per bendaggio sintetico50mm	
Unità	pz.	Numero doganale	82029980
GMDN	15774	GTIN	04046826045029
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	16-340
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,010	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L090999		
N° di repertorio	235374		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	50mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	1.4028 (X30Cr13) PA GV-6H (Polyamid mit 60% Glasfaseranteil)		