





## Scheda tecnica REF 40.62.65

20.02.2026

Dati generali			
Codice	40.62.65	lama per sega per bendaggio sintetico65mm	
Unità	pz.	Numero doganale	82029980
GMDN	15774	GTIN	04046826045050
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	16-340
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,012	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L090999		
N° di repertorio	235377		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	65mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	1.4028 (X30Cr13) PA GV-6H (Polyamid mit 60% Glasfaseranteil)		