





## Scheda tecnica REF 40.70.27

20.02.2026

Dati generali			
Codice	40.70.27	Hennig distrattore per bendaggio gessato 27cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13708	GTIN	04046826045081
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-708
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Peso netto (kg)	0,513	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0999		
N° di repertorio	191762		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	27cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		