






Scheda tecnica REF 40.75.23

20.02.2026

Dati generali			
Codice	40.75.23	Mod USA distrattore per bendaggio gessato23cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13708	GTIN	04046826045104
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-708
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Peso netto (kg)	0,338	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0999		
N° di repertorio	191764		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.63 (catalogo Ortopedia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	23cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		