








Scheda tecnica REF 43.38.10

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------|
| Codice | 43.38.10 | Schamberg schiccia comedoni10cm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 57817 | GTIN | 04046826045524 |
| Classe di rischio | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 11-084 |
| Classe | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N002;05;X3 |
| Peso netto (kg) | 0,004 | Istruzioni d'uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | L9099 | | |
| N° di repertorio | 362219 | | |
|   | | | |
| Medicon media | 450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|    | | | |
| Misura | 10cm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4024 (X15Cr13) | | |