






Scheda tecnica REF 43.46.00

20.02.2026

Dati generali			
Codice	43.46.00	taglia anello16cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	13399	GTIN	04046826045579
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-244
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;02;WF
Peso netto (kg)	0,181	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L9099		
N° di repertorio	176155		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	16cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Manico	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.1274 (C100S)		