




## Scheda tecnica REF 43.46.01

20.02.2026

Dati generali			
Codice	43.46.01	lama sega di ricambio per metallo prezioso	
Unità	pz.	Numero doganale	82029980
GMDN	13399	GTIN	04046826045586
Classe di rischio	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,002	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND	L9099		
N° di repertorio	192325		
			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		