




Scheda tecnica REF 43.46.02

20.02.2026

Dati generali			
Codice	43.46.02	lama sega di ricambio per titanio e acciaio	
Unità	pz.	Numero doganale	82029980
GMDN	13399	GTIN	04046826406110
Classe di rischio	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.3343 (HS6-5-2C)		